

Augenschutz-Schrank mit leicht zu öffnendem Magnetverschluss

- Ermöglicht den schnellen Zugang und sofortigen Einsatz der Augendusche
- **Robust und schlagfest** - kompakte Stahlblech-konstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Leicht zu öffnen** - mit Magnetverschluss
- **Individuelle Einrichtung** dank höhenverstellbarem Fachboden
- **Einfach aufhängen** über rückseitige Aufhängeöffnung
- **Komplett ausgestattet** - mit 2 Augenspülflaschen 500 ml (ungeöffnet max. 3 Jahre haltbar), 1 Augenklappe, 4 Augenkompressen, 6 Kompressen, 4 Einmalhandschuhen und 5 Vliesstofftüchern

BF500545

312.-

+

Direkt mitbestellen!

Ersatzfüllung

BF103164

132.-



H x B x T
350 x 280 x 130 mm

Augenspülflasche sofort einsatzbereit

- **Wirksame und flexible Spüllösungen** - gemäß DIN EN 15154-4
- **Hohe Funktionssicherheit** - Augenlider bleiben während des gesamten Spülvorgangs geöffnet
- **Gleichmäßige und weiche Spülung** durch ergonomisch geformten Augenschale
- **Flaschen ungeöffnet 3 Jahre haltbar** - Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich

Sie haben die Wahl:

[1] **Zum Ausspülen von Fremdkörpern**
aus dem Auge - sterile Natriumchlorid-Lösung
0,9 % (Kochsalz)

- **200 ml Flasche** - für den mobilen Einsatz
z. B. in Erste-Hilfe Kästen und Fahrzeugen
- **500 ml Flasche** - für den Einzeleinsatz und zur
Nachfüllung von Augenspülstationen

[2] **Zum Neutralisieren von Säuren und einer
Vielzahl von alkalischen Substanzen** -
steriler Phosphatpufferlösung 4,9 % (ph-Neutral)

- **200 ml Flasche** - für den Einzeleinsatz und zur
Nachfüllung von Augen-Notfallstationen



1



2



für den Notfall alles sofort
griffbereit

Lösungstyp	Inhalt ml	Spülzeit Min.		
[1] Kochsalz	3 x 200	2	BF274539	82.20
	1 x 500	5	BF243004	60.90
	3 x 500	5	BF504613	105.-
	12x 500	5	BF504614	235.-
[2] pH-Neutral	3 x 200	2	BF504615	108.-
	10 x 200	2	BF504617	265.-